



## **Nouvelle solution complète pour la prise d'empreinte de position : Système Position.**

*Système pour la prise d'empreinte de position qui combine l'utilisation du mélangeur automatique Pentamix, du matériau d'empreinte Position Penta, et des porte-empreintes Position Tray*



Le mélange, le matériau et la méthode sont désormais réunis en un seul système. Avec Pentamix, Position Penta et le porte-empreinte à usage unique Position Tray, prendre des empreintes pour les indications de l'alginate n'a jamais été aussi simple et efficace.

La prise d'empreinte avec le matériau Position Penta minimisait déjà le temps de travail et l'effort en comparaison avec l'alginate. Ce temps est encore diminué aujourd'hui grâce à Position Tray, porte-empreinte à usage unique conçu pour satisfaire les exigences de la dentisterie moderne. Position Tray permet en effet une parfaite hygiène de travail, et supprime les temps d'encollage puis de nettoyage, et de récupération des porte-empreintes.

La forme spécifique conçue par système CAD/CAM du Position Tray a été développée en utilisant des relevés précis de mesures anatomiques : des réservoirs intégrés dirigent parfaitement l'écoulement du matériau d'empreinte vers le sulcus pour permettre l'obtention d'excellentes empreintes. En comparaison avec les porte-empreintes traditionnels, les défauts de fluage sont donc significativement réduits.



L'utilisation au cabinet dentaire ne pourrait être plus simple :

- Disponible en seulement trois tailles pour la mandibule et le maxillaire, Position Tray s'adapte facilement à toutes les anatomies ;
- Si nécessaire, le porte-empreinte en propylène peut être rapidement individualisé avec une fraise en carbure de tungstène ;
- Le système fibré de rétention intégré permet une excellente adhérence du matériau d'empreinte sans qu'il soit utile d'appliquer un adhésif spécifique ;
- Position Tray comporte une bonne butée distale, reléguant les problèmes de coffrage distal du porte-empreinte au passé ;
- Le réservoir palatin, utilisé pour capter les excès de matériau d'empreinte limite l'apparition de réflexes nauséux, ce qui rend ce porte-empreinte particulièrement confortable pour les patients ;
- Les empreintes réalisées avec Position Penta et Position Tray sont caractérisées par leur stabilité dimensionnelle ;
- L'empreinte peut être coulée sans prétraitement et au moment voulu.

L'utilisation du système complet apporte donc les meilleurs résultats possibles pour le cabinet dentaire, le laboratoire et les patients.

Position Tray est disponible dans les kit d'introduction Position Penta ou Position Penta Quick comprenant :

- 1 x 300 ml de boudin de base ;
- 1 x 60 ml de catalyseur ;
- 1 cartouche de Position Penta ou Position Penta Quick
- 6 Position Tray (1 de chaque taille en maxillaire et en mandibulaire)

Les porte-empreintes Position Tray seront également disponibles en boîtes standards. Chaque boîte standard contient 10 porte-empreintes jetable Position Tray d'une même taille maxillaire ou mandibulaire .



3M, 3M ESPE, Pentamix, Position, Penta, sont des marques déposées de 3M ou 3M ESPE AG.

---

**Renseignements sur ce produit :**

**3M™ ESPE™** - Département Dentaire Bld de l'Oise - 95029 Cergy Pontoise cedex - Tél: 01.30.31.82.32 - Fax 01.30.31.82.